

Мешалки

При проведении качественного анализа флюидов особое внимание уделяется процедурам перемешивания и подготовки реактивов. При выборе лабораторной или полевой мешалки важно учитывать такие факторы, как высокое или низкое трение, первоначальные концентрации смесей и изменение скоростей перемешивания.

Для выполнения рутинного лабораторного перемешивания используются мешалки Hamilton Beach®. Эти мешалки превосходно подходят для приготовления буровых растворов в лабораторных условиях, а также для проведения пилотных испытаний и анализа присадок бурового раствора. Требования мешалок Hamilton Beach® к электропитанию - 115 или 230 вольт. Трех и пяти скоростные лабораторные мешалки рекомендованы для проведения множества испытаний API (Американского института нефти). В наличии имеются запасные лопасти и контейнеры из нержавеющей стали.

Также применяются высокоскоростные лабораторные мешалки Silverson®.



[152-70](#)

[Лабораторная мешалка Dispersator® Модель 50 Powerstat & Hi-Vis Head, 115 Вольт.](#)



[152-75](#)

[Лабораторная мешалка Dispersator® Модель 50 Powerstat & Hi-Vis Head, 230 Вольт.](#)

[152-15](#)

[Лабораторная мешалка Silverson® L4RT с цифровым тахометром, 115 Вольт.](#)



[152-15-1](#)

[Лабораторная мешалка Silverson® L4RT с цифровым тахометром, 230 Вольт.](#)
[Мешалка для стакана, 115 Вольт.](#)



[163-20](#)

[Мешалка для стакана, 12 Вольт.](#)



[163-10](#)

[Мешалка для стакана, 12 Вольт.](#)



[152-10](#)

[Одношпиндельная лабораторная мешалка Hamilton Beach® с контейнером, 230 Вольт, 50 Гц.](#)

[152-00](#)

[Одношпиндельная лабораторная мешалка Hamilton Beach® с контейнером, Модель 936, 115 Вольт, 60 Гц.](#)



[152-18](#)

[Одношпиндельная хромированная мешалка Prince Castle®, 115 Вольт, 60 Гц.](#)



[152-18-1](#)

[Одношпиндельная хромированная мешалка Prince Castle®, 230 Вольт, 50 Гц.](#)



[152-50](#)

[Пятишпиндельная односкоростная мешалка Multi-Mixer® без контейнеров, 115 Вольт, 60 Гц.](#)



[152-52](#)

[Пятишпиндельная односкоростная мешалка Multi-Mixer® без контейнеров, 230 Вольт, 50 Гц.](#)



[152-20](#)

[Трехшпиндельная мешалка Hamilton Beach® с контейнером, 115 Вольт, 60 Гц.](#)



[152-20](#)

[Трехшпиндельная мешалка Hamilton Beach® с контейнером, 115 Вольт, 60 Гц.](#)



[152-30](#)

[Трехшпиндельная мешалка Hamilton Beach® с контейнером, 230 Вольт, 50 Гц.](#)



[< Лаборатории для анализа буровых растворов Вверх Лабораторная мешалка Dispersator® Модель 50 Powerstat & Hi-Vis Head, 115 Вольт. >](#)

Источник: <http://ofite.ru/node/25>